

INSTRUCCIONES DE USO:

Equipo GLOBUS Magnum Pro XL:

- Enchufe el equipo a la corriente. (Por seguridad, los equipos de Magnetoterapia de baja frecuencia no son portátiles).
- Conecte el cable de uno o los dos solenoides, según necesite.
- Por motivos de higiene, coloque el solenoide en la bolsita de algodón que se le ha facilitado (dicha bolsa no restara efecto en el campo magnético).
- Colocar los solenoides en la zona de la lesión o del dolor.
- Fijar mediante las citas adhesivas o la venda de espuma.
- ENCENDER: Pulsar botón: "OK".
- Elija su programa.
- Modifique la frecuencia (Hz) según su patología o prescripción médica pulsando las flechas justo de debajo de la pantalla " ^ v ".
- Modifique el tiempo de aplicación pulsando la tecla " * ", se seleccionará el tiempo que podrá variar pulsando las flechas " ^ v ".

Equipo i-TECH 2000 Plus:

- Enchufe el equipo a la corriente. (Por seguridad, los equipos de Magnetoterapia de baja frecuencia no son portátiles).
- Conecte el cable de uno o los dos solenoides, según necesite.
- Colocar los solenoides en la zona de la lesión o del dolor.
- Fijar mediante las citas adhesivas o la venda de espuma.
- ENCENDER: Presionar botón posterior a la posición "ON".
- Elija su programa, o en su defecto, presione "OK" y lo configuraremos manualmente.
- CONFIGURACIÓN MANUAL: Con las flechas " ^ v " seleccione la "llave" y pulse "OK". Seleccione el tiempo, frecuencia e intensidad con las flechas " ^ v ". Una vez sobre el campo que quiere modificar pulse "OK" y modifique con las flechas " ^ v ". Pulse "OK" para confirmar.
- INICIAR: En la parte izquierda de la pantalla seleccione el icono "S/N" y pulse "OK".

ATENCIÓN: Mantén una distancia de seguridad de unos 50cm en sus equipos electrónicos cómo el móvil, reloj, ordenador, audífonos, etc. Podrían estropearse.

MANTENIMIENTO: Para prolongar la vida del aparato no desenchufe el aparato sin apagar y evite tirones en los cables.

Recomendaciones de uso en caso de patología ósea:

- Se aconseja utilizar el equipo por un tiempo superior a 1hora, tiempo necesario para que el tejido óseo incremente su actividad metabólica.
- Se recomienda utilizar el equipo durante el sueño, con periodos de varias horas.

- No hay límite de uso de la Magnetoterapia, aunque perderá capacidad terapéutica hacer muchos tratamientos de pocos minutos.
- En tratamientos de poco más de 1h: aplicar frecuencias de 50Hz a 75Hz.
- En tratamientos de 2h o más: aplicar frecuencias de 25H a 50Hz.
- Si durante la aplicación notase un incremento de la temperatura considerable o aparición de dolor, baje la frecuencia (Hz). Si perdura la molestia consúltenos.

ACCESORIOS:

Colchoneta-solenoides (7cm x 27 metros)

- 4 zonas, 2 de ellas con 4 solenoides cada una.
- Tamaño: 176x70cm

Venda de espuma (7cm x 27 metros)

- Protege la piel de la presión.
- Protege de irritación de la piel.
- Protege del dolor por presión de la zona lesionada.
- Excelente fijación del solenoide. Principalmente en superficies irregulares como las articulaciones.

En caso de dudas técnicas consulte con nuestros fisioterapeutas a través del correo: info@miostaf.com o al teléfono 93.892.44.49.